

Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación

dicsa.es



CFNL



DIAM125BP

### Armario de seguridad

Tipo 90 según EN14470-1 para almacenado de productos inflamables según nueva normativa APQ-10. Gran capacidad: 128/160 botellas 1 l.



### BIG FIRE EFO 9

Ref.	Descripción	Dimensiones (cm.)	Peso (kgs.)	PVP
EOF240BMY11	Armario BIG FIRE EFO 9 de 1 puerta	L 895 x F 600 x H 1950	275	1.750€

### Accesorio para ventilación a conducto

Ref.	Descripción	PVP
DIAM125BP	Electro extractor ON/OFF para montaje directamente sobre el armario, protección IP44, potencia = 48W , caudal= 250 m³/h. En dimensiones L 290 x F 290 x A 270 mm.	500€

### Accesorio para ventilación filtrante

Ref.	Descripción	PVP
CFNL	Módulo de ventilación y filtración con ventilador axial , con caudal de extracción regulable de 100 a 250 m³/h., potencia= 30W IP44, en dimensiones L 550 x F 500 x A 200 mm.	600€
EOAS	Filtro de carbón activo para disolventes	250€
EOMP	Filtro de carbón activo mixto para disolventes y ácidos	275€



EOB120G



EOB62G



CFNL



DIAM125BP

**Armarios de seguridad en acero según EN61010-1 para almacenamiento de ácidos-bases**



Ref.	Descripción	Dimensiones (cm.)	Peso (kgs.)	PVP
EOB120G	Armario de 2 puertas con cristal de seguridad, con 3 baldas ajustables en altura.	114 x F 60 x H 195	125	1.415€
EOB62G	Armario de 2 puertas: almacenado separado, superior para ÁCIDOS e inferior para BASES, con 2+2 estantes ajustables en altura.	L 60 x F 60 x H 195	70	1.095€

**Accesorio para ventilación a conducto**

Ref.	Descripción	PVP
DIAM125BP	Electro extractor ON/OFF para montaje directamente sobre el armario, protección IP44, potencia = 48W , caudal= 250 m <sup>3</sup> /h . En dimensiones L 290 x F 290 x A 270 mm.	500€

**Accesorio para ventilación filtrante**

Ref.	Descripción	PVP
CFNL	Módulo de ventilación y filtración con ventilador axial , con caudal de extracción regulable de 100 a 250 m <sup>3</sup> /h., potencia= 30W IP44, en dimensiones L 550 x F 500 x A 200 mm.	600€
EOBE	Filtro de carbón activo para vapores ácidos.	280€

**Armarios de seguridad tipo 90 de 2 puertas según EN14470-1 para almacenado combinado de productos inflamables + ácidos + bases**



EOF232/2C

EOF232/3C



EOF232/4C

Ref.	Descripción	Dimensiones (cm.)	Peso (kgs.)	PVP
EOF232/2C	Incluye división interna para almacenado separado de productos incompatibles: (Dep. Izquierda) para INFLAMABLES con 3 baldas y cubeta de fondo; (Dep. Derecha) almacenado de ÁCIDOS + BASES con 3 baldas ajustables en altura.	L 120 x F 60 x A 195	378	2.515€
EOF232/3C	Incluye división interna para almacenado separado de productos incompatibles: (Dep. Izquierda) para INFLAMABLES con 3 baldas y cubeta de fondo; (Dep. Derecha) almacenado superior para ÁCIDOS y almacenado inferior para BASES con 2 baldas en acero epoxi + 2 baldas en acero inox.	L 120 x F 60 x A 195	378	2.635€
EOF232/4C	Incluye división interna para almacenado separado de productos incompatibles: (Dep. Izquierda) para INFLAMABLES con 3 baldas y cubeta de fondo; (Dep. Derecha) almacenado superior para ÁCIDOS, almacenado central para BASES e inferior para TÓXICOS, con 2 baldas en acero epoxi + 2 baldas en acero inox + 1 balda en acero epoxi .	L 120 x F 60 x A 195	378	2.700€

**Módulos bajos para almacenado certificado de productos combinados, ideales para poner bajo vitrinas de gases o mesas ya existentes.**



EOF606



EO160AD



COMBI120AI



EOF610

Ref.	Descripción	Dimensiones (cm.)	Peso (kgs.)	PVP
EOF606	Armario bajo para inflamables Tipo 90, de una puerta batiente, incluye cubeta de fondo. Capacidad = 15 botellas 1 ltr.	L 59 x F 52 x A 62	82	830€
EO160AD	Armario bajo para ácidos, de una puerta batiente, incluye 2 baldas ajustables en altura. Capacidad = 30 botellas 1 ltr.	L 59 x F 52 x A 62	58	698€
EOF610	Armario bajo para inflamables Tipo 90, de dos puertas batientes, incluye cubeta de fondo. Capacidad = 27 botellas 1 ltr.	L 99 x F 52 x A 62	118	1.185€
EO100AB	Armario bajo para ácidos-bases, de 2 puertas batientes y división intermedia, incluye 2 + 2 baldas ajustables en altura. Cap. = 18 + 18 botellas 1 ltr.	L 99 x F 52 x A 62	104	1.040€
COMBI120AI	Armario bajo combinado de 2 módulos: para inflamables EOF606 + para ácidos EO160AD. Capacidad = 15 + 30 botellas 1ltr.	L 119 x F 52 x A 62	140	1.525€



**Vitrina de sobremesa para extracción total de gases con sistema de doble cámara de extracción y certificado EN 14175**

Equipamiento estándar ICP120EN:  
Iluminación led > 500 lux  
2 tomas eléctricas  
Extractor monofásico 1350 m<sup>3</sup>/h.

Panel AC3500 de control, con:  
Interruptor extractor  
Interruptor iluminación  
Alarma velocidad insuficiente flujo aire  
Alarma apertura excesiva ventana frontal

Dimensiones: A 1200 mm. x F 887 mm.  
x H 1600 mm.  
Instalación no incluida  
Se puede enviar montada

**3.825€**



**Estación de trabajo para 4 personas**

Incluye:

Estructura metálica, columna central con paneles, piletta pp con grifo, 4 tomas eléctricas, interruptor térmico, 4 módulos inferiores (cajón + puerta) y mesa de trabajo redonda en laminado plástico 30 mm.

Opcional:

Campana de extracción, taburetes.

**3.575€**